


# ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ RESORBA® ДЛЯ ОБЩЕЙ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ



ВАША ОПОРА В  
ЕЖЕДНЕВНОМ ЛЕЧЕНИИ

Официальный представитель Resorba  
+7 963 357-96-36  
info@denttrade.ru  
<https://denttrade.ru>



ДЕНТТРЕЙД  
DENTTRADE

 **RESORBA®**

REPAIR AND  
REGENERATE

# RESORBA®

## КОЛЛАГЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### ДЛЯ ОБЩЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ



**Компания RESORBA® является немецким производителем и лидером в разработке высококачественных коллагеновых изделий, предназначенных для лечения хирургических и стоматологических ран, а также хирургических шовных материалов, используемых во всех областях медицины.**

Собирательный термин «ОБЩАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» объединяет разнообразные операции, ежедневно выполняемые врачами-стоматологами общей практики, к которым относятся СОХРАНЕНИЕ ЛУНКИ, надлежащая ТЕРАПИЯ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ ЗУБОВ и т. п.

В каждом случае оптимальное лечение является залогом сокращения последующих осложнений, что в интересах не только пациента, но и хирурга, учитывая проведение дополнительных процедур.

#### **ГУБКИ И КОНУСЫ RESORBA®**

##### **С антибиотиками**

- PARASORB® Fleece Genta HD
- PARASORB® Cone Genta

##### **БЕЗ антибиотиков**

- PARASORB® Fleece
- PARASORB® Fleece HD
- PARASORB® Cone



## ПОЧЕМУ КОЛЛАГЕН?

### **Коллаген полностью рассасывается.**

Это означает, что нет необходимости в повторной операции, которая требуется при использовании нерассасывающихся материалов. Естественным образом структурированные волокна коллагена активизируют свертывание, подобно эндогенному коллагену.

## ПОЧЕМУ ГЕНТАМИЦИН?

### **Гентамицина сульфат является аминогликозидом и обладает широким спектром антибактериальной активности.**

Для некоторых антибиотиков (например, аминогликозидов) максимально возможная концентрация в сыворотке определяет степень бактерицидного действия и продолжительность постантибиотических эффектов.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**



#### **Коллагеновые губки и конусы**


- Способность к поглощению больших количеств жидкости благодаря своей губчатой структуре
- Быстрое врастание в окружающую ткань
- Быстрый и безопасный гемостаз
- Стабилизация сгустков крови
- Простота резки и подгонки по месту

# КОЛЛАГЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ RESORBA® ДЛЯ ОБЩЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

## ГУБКИ

### РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ ПОВЯЗКИ ДЛЯ РАН

и вкладки для заполнения пустот при повреждении



#### PARASORB® Fleece Genta HD

- Высококонцентрированный коллаген для лечения обширных костных дефектов
- 1 коллагеновая губка с гентамицином размером 2,5 x 2,5 x 0,5 см содержит 35 мг волокон натурального лошадиного коллагена
- 25 мг гентамицина сульфата, что эквивалентно 13,82–17,88 мг гентамицина

#### PARASORB® Fleece

- 1 см<sup>2</sup> содержит 2,8 мг волокон натурального лошадиного коллагена

#### PARASORB® Fleece HD

- Высококонцентрированный коллаген для лечения обширных костных дефектов
- 1 см<sup>2</sup> содержит 5,6 мг волокон натурального лошадиного коллагена

## КОНУСЫ

### РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ КОНУСЫ

для лечения после удаления зубов



#### PARASORB® Cone Genta

- 1 коллагеновый конус с гентамицином содержит 22,4 мг волокон натурального лошадиного коллагена
- 16 мг гентамицина сульфата, что эквивалентно 8,80–11,44 мг гентамицина

#### PARASORB® Cone

- 1 коллагеновый конус содержит 22,4 мг волокон натурального лошадиного коллагена







## ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ

### КОЛЛАГЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

#### PARASORB® Cone Genta

#### PARASORB® Fleece Genta HD

- Лечение лунки после удаления зуба без повреждения костной ткани, но с явными признаками инфекции
- Профилактика для пациентов из группы риска (имеющих сахарный диабет, полиморбидность, иммунодефицитные состояния и т. п.)
- Лечение области повреждения после санации
- Апикоэктомия
- Цистэктомия
- Гемисекция зуба
- Ампутация корня зуба
- Удаление ретенированных зубов в молярной области

### КОЛЛАГЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

#### PARASORB® Cone

- Лечение лунки после удаления зуба без повреждения костной ткани и без каких-либо признаков инфекции
- Гемостатическое средство, применяемое после удаления зубов и других челюстно-лицевых оперативных вмешательств

#### PARASORB® Fleece

#### PARASORB® Fleece HD

- Общие челюстно-лицевые вмешательства на слизистых оболочках
- Гемостатическое средство, применяемое после удаления зубов или других челюстно-лицевых оперативных вмешательств
- Покрытие раны после имплантации мягких тканей

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



Коллагеновые изделия в виде «ГУБКИ» рекомендуется применять для заполнения дефектов неправильной формы, а «КОНУСООБРАЗНЫЕ» — для заполнения дефектов округлой правильной формы.

PARASORB® Cone — это изделие из коллагена высокой плотности.

Если требуется более длительное рассасывание, рекомендуется применять FLEECE HD.

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ RESORBA®

## КОЛЛАГЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

### Рассасывающиеся коллагеновые губки и конусы С антибактериальной защитой

Изделие	КОД	Размер	Содержимое/коробка
PARASORB® Fleece Genta HD	MK25	25 x 25 мм	5 губок
PARASORB® Cone Genta	MK11	Макс. Ø 12 мм Высота: 16 мм	5 конусов в индивидуальной упаковке
	MK10	Макс. Ø 12 мм Высота: 16 мм	10 конусов

### Рассасывающиеся коллагеновые губки и конусы БЕЗ антибактериальной защиты

Изделие	КОД	Размер	Содержимое/коробка
PARASORB® Fleece HD	DK8001	70 x 30 мм	5 губок
	DK8002	18 x 36 мм	12 губок
PARASORB® Fleece	DK9001	70 x 30 мм	5 губок
	DK1836	18 x 36 мм	12 губок
PARASORB® Cone	DK1010	Макс. Ø 12 мм Высота: 16 мм	10 конусов

### Рассасывающиеся коллагеновые мембраны<sup>1</sup>

Изделие	КОД	Размер	Содержимое/коробка
PARASORB RESODONT®	RD2502	22 x 25 мм	1 мембрана
	RD3503	32 x 25 мм	1 мембрана
	RD0703	64 x 25 мм	1 мембрана
PARASORB RESODONT® Forte	RDF1502	16 x 25 мм	1 мембрана
	RDF2502	22 x 25 мм	1 мембрана
	RDF3503	32 x 25 мм	1 мембрана
	RDF0703	64 x 25 мм	1 мембрана
PARASORB RESODONT® Flex	RDC1520	15 x 20 мм	1 мембрана
	RDC2030	20 x 30 мм	1 мембрана
	RDC3040	30 x 40 мм	1 мембрана

Производитель PARASORB RESODONT® Flex:  
Компания Collagen Matrix, Inc. · 15 Thornton Road · Oakland, NJ 07436, USA (США)

## ЗАМЕНИТЕЛИ КОСТНОЙ ТКАНИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ<sup>1</sup>

### Свиной порошковый ксенотрансплантат

Изделие	КОД	Размер частиц	Содержимое/коробка
Ксеногенный костный трансплантат RESORBA®	XBS050	0,25–1,0 мм	1 баночка, 0,5 куб. см
	XBS100	0,25–1,0 мм	1 баночка, 1,0 куб. см
	XBS200	0,25–1,0 мм	1 баночка, 2,0 куб. см
	XBS400	0,25–1,0 мм	1 баночка, 4,0 куб. см
	XBL100	1,0–2,0 мм	1 баночка, 1,0 куб. см
	XBL200	1,0–2,0 мм	1 баночка, 2,0 куб. см

Производитель: Компания Collagen Matrix, Inc  
15 Thornton Road · Oakland, NJ 07436, USA (США)



### Бифазный фосфат кальция (технология МВСП®), 60% ГА / 40% В-ТКФ

Изделие	КОД	Размер частиц	Содержимое/коробка
Синтетическая кость RESORBA®	SB0401G50	0,5–1,0 мм	1 флакон, 0,5 куб. см
	SB9901G01	0,5–1,0 мм	1 флакон, 1,0 куб. см
	SB9902G02	1,0–2,0 мм	1 флакон, 2,0 куб. см
	SB0503G05	2,0–3,0 мм	1 флакон, 5,0 куб. см
	SB0401GS50	0,5–1,0 мм	1 шприц, 0,5 куб. см

Производитель: Компания Biomatlante SA  
ZA Les Quatre Nations · 5, Rue Edouard Belin  
44360 Vigneux de Bretagne, France (Франция)

Компания Biomatlante SA входит в группу  
Advanced Medical Solutions Group plc.



<sup>1</sup>Также см. нашу брошюру по регенерации костной ткани.



# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ<sup>2</sup>

## Рассасывающийся шовный материал

### GLYCOLON® ORAL

Тип материала	КОД	Описание	Содержимое/коробка
Полигликолевая кислота-капролактон	DB15002S	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 13, 0,45 м, фиолетовый	12 шт.
Полигликолевая кислота-капролактон	DB15001S	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 16, 0,45 м, фиолетовый	12 шт.
Полигликолевая кислота-капролактон	DB15003S	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 18, 0,45 м, фиолетовый	12 шт.

## Нерассасывающийся шовный материал

### RESOTEX® ORAL

Тип материала	КОД	Описание	Содержимое/коробка
Полиамид	DB23001S	6-0 USP / метрический размер 0,7, ART 13, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB22001S	4-0 USP / метрический размер 1,5, HRT 18, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB25007S	6-0 USP / метрический размер 0,7, DSM 11, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB25004S	7-0 USP / метрический размер 0,5, DSM 13, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB25001S	6-0 USP / метрический размер 0,7, DSM 13, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB25005S	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 13, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB25003S	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 16, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB25002S	4-0 USP / метрический размер 1,5, DSM 16, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB25006S	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 18, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB28001S	4-0 USP / метрический размер 1,5, GR 22, 0,45 м, черный	12 шт.

### SUPRAMID ORAL

Тип материала	КОД	Описание	Содержимое/коробка
Полиамид	DB32001S	4-0 USP / метрический размер 1,5, HRT 18, 0,45 м, черный	12 шт.
Полиамид	DB31001S	4-0 USP / метрический размер 1,5, HS 18, 0,45 м, черный	12 шт.

### DENTOFIL™

Тип материала	КОД	Описание	Содержимое/коробка
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB46001	4-0 USP / метрический размер 1,5, HR 13, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB42004	4-0 USP / метрический размер 1,5, HRT 17, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB42003	4-0 USP / метрический размер 1,5, HRT 17, 0,75 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB42002	3-0 USP / метрический размер 2, HRT 17, 0,75 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB42001	3-0 USP / метрический размер 2, HRT 22, 0,75 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB45006	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 11, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB45007	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 13, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB45002	4-0 USP / метрический размер 1,5, DSM 13, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB45008	5-0 USP / метрический размер 1, DSM 16, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB45001	4-0 USP / метрический размер 1,5, DSM 16, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB44001	3-0 USP / метрический размер 2, DSM 16, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB45005	4-0 USP / метрический размер 1,5, DSM 19, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB44002	3-0 USP / метрический размер 2, DSM 19, 0,45 м, белый	12 шт.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	DB48001	4-0 USP / метрический размер 1,5, GR 22, 0,45 м, белый	12 шт.

Производитель DENTOFIL™:  
Компания Osteogenics Biomedical, Inc. 4620 71st Street, Bldg 78-79 · Lubbock, TX 79424 USA (США)

<sup>2</sup> Также см. нашу брошюру по стоматологическим шовным материалам.





# RESORBA® БОЛЕЕ ЧЕМ 80-ЛЕТНИЙ ОПЫТ. ВЫ С НАМИ?



Воспользуйтесь преимуществом сотрудничества с ведущим в мире независимым разработчиком и производителем инновационной и высокотехнологичной продукции, предназначенной для мирового рынка передовых материалов для лечения ран, хирургии и ушивания ран. [admedsol.com](http://admedsol.com)

Авторские права на изображения, на которых показано применение изделий, на обложке и на стр. 4 принадлежат компаниям RESORBA/Advanced Medical Solutions Ltd.; использование или копирование этих изображений без разрешения запрещено.