

# SureFuse™ II

SureFuse (ШуреФьюз) – Деминерализованный костный матрикс гель/ мастика



SureFuse (ШуреФьюз)гель/мастика эффективная смесь деминерализованного костного матрикса и носителя (карбоксиметил-целлюлоза).

Препарат обладает высокими остеоиндуктивными свойствами и удерживаться на поверхности имплантата благодаря высокой вязкости.

Форма выпуска - шприц.



## ◆ Свойства

- Высокие остеоиндуктивные свойства
- Высокие остеокондуктивные свойства
- Отличная биосовместимость
- Подгоняется под любой размер
- Высокая вязкость
- Строгая система мер безопасности при применении
- Срок годности 5 лет

## ◆ Применение

- Аугментация альвеолярного гребня
- Пародонтология
- Синус лифтинг
- Заполнение постэкстракционной лунки
- Подготовка и установка имплантата
- Укрепление синуса композитными материалами

## ◆ Заводская форма выпуска

Название	Объем	Код	ДКМ	Размер частиц
SureFuse (ШуреФьюз) гель	0,3 см <sup>3</sup>	SG03	30%	150~850 μm
	0,5 см <sup>3</sup>	SG05		
	1 см <sup>3</sup>	SG1		
	3 см <sup>3</sup>	SG3		
	5 см <sup>3</sup>	SG5		

Название	Объем	Код	ДКМ	Размер частиц
SureFuse (ШуреФьюз) мастика	0,3 см <sup>3</sup>	SP03	34%	150~850 μm
	0,5 см <sup>3</sup>	SP05		
	1 см <sup>3</sup>	SP1		
	3 см <sup>3</sup>	SP3		
	5 см <sup>3</sup>	SP5		